

ET

- Piiratud eelarve
- Napid ressursid

Lamatised

Proovi Levabo täispuhutavate vahendite tootevalikut patsiendile.

- Personaalseks kasutamiseks
- Hügieeniline
- Mugav
- Lihtne
- Säästlik



LEVBO
medico padjad



Õhkpadjad jalalabale ja kannale mõjuva surve leevendamiseks



Nimetus	Suurus cm	Toote kood	Kogus	Kasutamine	Kirjeldus
Heel up - Lühike	18 x 32 x 25	72001	12 tk		Kannakaitse liikuvatele ja -tüüpiliselt ratastoolis - istuvatele kasutajatele. Kasutatav nii lamatiste ennetamiseks kui ravimiseks.
Heel up - Keskmine	18 x 39 x 25	72007	12 tk		Kannakaitse lamatiste ennetamiseks ja raviks. Sobib lühemate jalagadega kasutajatele. Sobivaim voodiravil patsientide jaoks. Toetab jalalaba ja aitab minimeerida kukkava jala sündroomi tekkevõimalust.
Heel up - Pikk	18 x 48 x 25	72002	12 tk		Kannakaitse lamatiste ennetamiseks ja raviks. Sobivaim voodiravil patsientide jaoks. Toetab jalalaba ja aitab minimeerida kukkava jala sündroomi tekkevõimalust.
Heel up - Max	18 x 50 x 30	72018	12 tk		Kannakaitse lamatiste ennetamiseks ja raviks. Sobivaim voodiravil ja pikemate jalagadega patsientide jaoks. Jala all on tälandav õhukamber, mis tagab jala esiosale optimaalse toe.



All up Multi Väike	50 x 25 x 8	72003	12 tk		2 kambriga asendipadi. Multifunktsionaalne. Võimalik kasutada lamavas ja istuvas asendis. (Jalgade vahel, selja all, toetab väga hästi käte ja põlvede vahel seatuna).
All up Multi Keskmine	50 x 27 x 8	72004	12 tk		3 kambriga asendipadi. Multifunktsionaalne. Eriti kasulik lamavas asendis (jalgade vahel, selja all) ja jala alla seatuna.
All up Multi Suur	50 x 50 x 8	72005	12 tk		4 kambriga asendipadi. Multifunktsionaalne. Võimalik kokku volta/rollida. (Jala või käe all; täiendava takjaribaga).
All up Multi Ülisuur	50 x 50 x 20	72012	6 tk		Asendipadi, eriti kasulik puusaluumurruga patsientidele ja kui alajäset on vaja tõsta südamest kõrgemale.
All up Külgtibadega	50 x 85 x 8	72006	6 tk		Leevenduspadi alajäsemetele, voodiravil patsientide jaoks. Padi on hõlpsalt madratsi külge kinnitatav.

Lisatarvikud

	Suurus cm	Toote kood
Heel up - Kattelina X 10	35 x 50	76008
All up - Kate Keskmine X 5	50 x 50	76012
All up - Kate Suur X 5	50 x 100	76013





INNOVATIONSPREIS ALTENPFLEGE 2015

by Vincentz Network



Lobende Erwähnung

Für beispielhafte innovative Leistungen
in der Altenpflege werden die Firma

Levabo

und Ihr Produkt:

heel up

mit einer „Lobenden Erwähnung“ ausgezeichnet.

Prof. Wolfgang Seiter
Spinecenter Jena
Institut für Orthopädie und
Rehabilitation, Produktions-
Bauhaus-Universität Weimar

Autasud


Levabo Heel up® tooteseeria pälvis Saksamaa suurimal eakate hoolduse konverentsil The Innovation Elder Care Award 2015 (Eakate Hoolduse Innovatsiooni Autasu 2015) autasu.

Žürii kiitis toodete kasutuslihtsust ning märkis, et täitmisseedme indikaator Stop Up® tagab vahendi täispumpamise õigel tasemeel sellele eelneva kuluka väljaõppeta.

Lisaks kiideti toodete kompaktset suurust, tänu millele see ei raiksa väärtsuslikku hoiuruumi, ja hõlpsat transporditavust, mis võimaldab selle toimetada probleemideta ka kodusel ravil olevate patsientide.



Lamatiste tekke riskipiirkonnad kehal



Esmased lamatiste sümpomid võivad tekkida väga ruttu – kõigest 2-4 tunni jooksul!

Lamatised tekivad tüüpiliselt joonisel kujutatud kehapiirkondadesse, kus luid katab kõigest öhuke nahakiht.

Levabo poolt pakutav tootevalik annab hooldajatele võimaluse muuta kiirelt ja töhusalt patsiendi asendit enne lamatiste teket riskipiirkondaesse.



Padjad surve leevendamiseks istuvas asendis



Nimetus	Suurus cm	Toote kood	Kogus	Kasutamine	Kirjeldus
All up - Iste	42 x 42 x 5	72008	12 tk		Istumispadi, ekstra tugev. Jaotab surve ühtlaselt lamatiste leevendamiseks. Standardne ratastooli suurus. Max 150 kg.
Iste Suur	52 x 52 x 5	72019	12 tk		Jaotab surve ühtlaselt lamatiste ennetamiseks ja leevendamiseks. Ekstra pikk ja lai. Max 150 kg patsientidele.
Iste Max (bariaatriline)	52 x 62 x 5	72020	12 tk		Istumispadi, ekstra tugev. Bariaatriline padi kasutajatele kaaluga kuni 250 kg. Jaotab surve ühtlaselt lamatiste ennetamiseks ja leevendamiseks. Ekstra pikk ja lai.
Iste Twin	48 x 52 x 5	72021	12 tk		Istmepadi, ekstra tugev. Sobib ühepoolse halvatusega patsientidele, kelle kehaasend on ebastabilne. Padi on jagatud kaheks kummagi külje surve individuaalseks jaotamiseks. Jaotab surve ühtlaselt lamatiste ennetamiseks ja leevendamiseks. Max 150 kg.
Iste Coccyx	42 x 42 x 5	72022	12 tk		Spetsiaalne istmepadi, ekstra tugev. Vabastab pärasoole pinge alt, kasutatakse tüüpiliselt kirguskahjustustele, tundliku sabakondi või hemorrooididest põhjustatud ebamugavustunde korral. Max 150 kg.
Selg & iste	27 x 45 x 5	72009	12 tk		Istumispadi ja seljatugi. Kasulik mõlemas piirkonnas. Toetab hästi selga, lihtne polsterdus õige istumisasendi loomiseks. Max 150 kg.
"Söörök"	45 x 45 x 8	72017	12 tk		Istumispadi, ekstra tugev. Röngakujuiline, auguta keskkohas. Jaotab lamatistele avalduva surve optimaalselt ja aidab ennetada potentsiaalseid lamatisi. Max 150 kg.
Vann	50 x 50 x 8	72013	12 tk		Spetsiaalne istmepadi, ekstra tugev. Kasutamiseks vannitus- ja tualetttoolidega pikavalise kasutamise käigus avalduva surve leevendamiseks. Teibiga toolile kinnitatal. Päras vannitamist saab padja kuivatada ja uesti kasutusse võtta. Max 150 kg.

Lamatiste ennetus

Padjad eriasendite tarbeks

Köht		65 x 75 x 15	72023	6 tk		Padjad eriasendite jaoks. Eriti kasulikud radiooloogias, kus rindkere on vaja ülevaatamiseks üles tösta.
Neerud		50 x 20 x 20	72014	12 tk		Padi eriasendite jaoks. Eriti kasulik radiooloogias, kus on vaja toestada neeru-/vaagnapiirkonda.

Levabo komplekt esmaabi olukordadeks

Meie tooted muudavad maailma.

Uuenduslikud Levabo® toetuspadjad on välja töötatud koostöös juhtivate haavahooldus-ödedega ning toodetud Taanis. Toodetel on võrreldes kaasaegsete toetusvahenditega mitmeid eelseid.

Levabo toetuspatjade näol omate alati töhusat abivahendit lamatiste ennetamiseks. Üksikpatsientidele möeldud täispuhutavad padjad saab pärast kasutamist probleemideta minema visata. Tooted võtavad väga vähe ruumi ja on hõlpsalt transporditavad – nagu on ka Levabo komplekt hädaolukordadeks.

Need eelised tulevad eriti ilmekalt esile koduse hoolduse sektoris. Koduse hoolduse õed saavad Levabo toodete abil võtta juba varakult kasutusele töhusad meetmed lamatiste ennetamiseks. Lisaks on Levabo tooted traditsiooniliste toetustoodetega võrreldes odavamad ja lihtsamalt kasutatavad. Patsiendi saab koheselt asetada tema jaoks parimasse asendisse, välvides sedasi võimalikke ebamugavusi ning ennetades sekundaarseid probleeme.

Tooted on multifunktionsionaalsed ja neid on võimalik kasutada mitmel erineval viisil patsiendi kehaasendi muutmiseks. Tegu on ühele patsiendile möeldud ühekordse tootega, mis tagab maksimaalse hügieenilisuse.



ja ravi

Lisatarvikud



Nimetus	Suurus cm	Toote kood
All up - Istmekate X 5	42 x 42 x 5	76009
All up - Suure istme kate X 5	52 x 52 x 5	76010
All up - Lina Keskmine X 5	50 x 50	76012
All up - Lina Suur X 5	50 x 100	76013

Padjad kehale ja kätele avalduva surve leevendamiseks

Nimetus	Suurus cm	Kogus	Toote kood	Kasutamine	Kirjeldus
All up - Multi Väike	50 x 25 x 8	72003	12 tk		2 kambriga asendipadi. Multifunktsionaalne. Võimalik kasutada lamavas ja istuvas asendis. (Jalgade vahel, selja all, toetab väga hästi käte ja põlvede vahel seatuna.)
All up - Multi Keskmine	50 x 27 x 8	72004	12 tk		3 kambriga asendipadi. Multifunktsionaalne. Eriti kasulik lamavas asendis (jalgade vahel, selja all) ja jala alla seatuna.
All up - Multi Suur	50 x 50 x 8	72005	12 tk		4 kambriga asendipadi. Multifunktsionaalne. Võimalik kokku voltida/rullida. (Jala või käe all; täiendava takjaribaga).
All up - Multi Max	50 x 50 x 20	72012	6 tk		Asendipadi, eriti kasulik puusaluumurruga patsientidele ja kui alumist jäset on vaja tõsta südametasandist kõrgemale.
All up - Universaalne	50 x 50 x 8	72010	12 tk		Asendipadi. Tüüpiliselt selja, vaagnosa ja sabakondi toetamiseks reguleeritavas voodis. Sobib ka külitusi lamades jalgade vahel seadmiseks. Kõrgema padja saamiseks võimalik pooleks voltida.
All up - Universaalne Pikk	55 x 70 x 8	72015	12 tk		Asendipadi. Sobib külitusi lamades jalgade vahel seadmiseks. Pikem mudel kaitseb põlv ja pahkluid. Kõrgema padja saamiseks võimalik pooleks voltida.
All up - Universaalne Öhuke	45 x 75 x 8	72016	12 tk		Asendipadi. Sobib külitusi lamades jalgade vahel seadmiseks. Kitsam ja pikem mudel hoib põlevad külgmises asendis teineteisest eemal. Kõrgema padja saamiseks võimalik kokku voltida.
All up - Pea	28 x 30 x 5	72011	12 tk		Padi, mis on eriti kasulik kõrvadele ja kaelale tekkivate lamatiste ennataimiseks ja raviks ning koomapatsientide pea toetamiseks.
All up - Külgtiibadega	50 x 85 x 8	72006	6 tk		Pehmenduspadi alajäsemetele, kasutatakse voodiravil olevate patsientide puhul. Padi on hõlpsalt madratsi külge kinnitatav.
All up - Kiil 30°	70 x 40 x 15	72024	6 tk		Asendipadi külgmise asendi jaoks. Tagab stabilise asendi 30° nurga all. Kilukujulik fikseeritakse patsiendi alla lükatava riba abil.
All up - Süli	80 x 60 x 10	72025	6 tk		Asendipadi, sirbikujuiline. Sobib ratastooli kasutajatele käsi-varre toetamiseks.
All up - Süli Max	80 x 60 x 20	72026	6 tk		Asendipadi, sirbikujuiline. Lisakõrgendusega. Sobib ratastooli kasutajatele käsi-varre toetamiseks.
All up - Käetugi	55 x 25 x 8	72027	12 tk		Asendipadi käsi-varre toetamiseks.
All up - Küünarliiges	30 x 20 x 10	72028	12 tk		Asendipadi küünarliigese toetamiseks.



Levabo tooted
aitavad säästa
ruumi.



Levabo pumbad



Kõikide Levabo® toodetega on kaasas pumpamisadapterite komplekt.
Adapter kuulub iga individuaalse padja juurde.

Lisatarvikud

Nimetus	Suurus cm	Toote kood
All up - Riba X 1 (takjariba)	5.5 x 200	76011
All up - Kate Keskmise X 5	50 x 50	76012
All up - Kate Suur X 5	50 x 100	76013

Nimetus	Suurus cm	Toote kood
Levabo käsipump	29 x 6 x 6	76004
Levabo akupump	26 x 5 x 5	76001
Levabo 240V pump	24 x 13 x 11	76002
Levabo adapterite komplekt x 10		76005



Alati õige täituvus


Levabo® Stop Up® patenteeritud süsteem tagab alati õige täituvuse. Stop Up® riba näitab, kui patja on pumbatud õige kogus öhku. Vaadake ka [videot aadressil: www.levabo.com](#)



Levabo® Stop Up® süsteem koos lihtsalt arusaadavate piltsümbolitega.

- Üksikpatsiendile suunatus tagab optimaalse hügieeni.
- Heel up® on mõeldud lamatiste tekke ennetamiseks ja lamatiste ravimiseks kannapiirkonnas. All up® loodi lamatiste ennetamiseks ja ravimiseks küünarliigestele, õlgadel, seljal jne.
- Lihtne kasutada.
- Mugav.
- Pehme, nahasõbralik, kuumust hajutav ja niiskust imav materjal.
- Säästab ruumi.
- Puhas, suletud ja kokku pressitud pakendis. Kaasas adapter täispumpamiseks.
- Testitud ja sertifitseeritud nahka ärritavate ja ülitundlikkust põhjustavate omaduste puudumise osas lähtuvalt standardist ISO 10993 -10.
- Saadaval mitmes suuruses.

Levabo juhend iPhone, iPad & Android mudelitele



Lae alla tasuta Levabo raken-dus aadressilt:
<http://www.levabo.dk/apps.html>
või skanneeri järgnev QR kood:



Edasimüüja:



LEVABO
medico cushions

www.levabo.dk
www.facebook.com/LevaboAps

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
Tel.: +45 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.com